

CAMA HOME CARE SAYKANG SK-A2



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Es una cama hospitalaria ideal para la asistencia de pacientes, su estructura está diseñada en materiales resistentes.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|--------------------------------------|
| *Baranda lateral plegable.
*Sistema de bloqueo en las ruedas. | *Espacio para colocación de atriles. |
|--|--------------------------------------|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Accionamiento:	Manual
Numero de secciones:	2
Movimiento espaldar (°):	0 – 75
Movimiento piecero (°):	0 – 35
Carga segura de trabajo (Kg):	200
Peso neto(kg):	150
Tamaño (mm):	Largo 2110 x Ancho 960 x Alto 490

ACCESORIOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Colchoneta. • Soporte bolsa de drenaje. | <ul style="list-style-type: none"> • Soporte cilindro de oxígeno. |
|--|--|

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda.
División Hospitalaria
Email: coor.biomedica@medytech.com

Tel. (1) 890 34 35
Extension 105
Calle 39A No. 28A - 08