

CAMA HOME CARE SAYKANG SK-AD3



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La cama hospitalaria ideal para la asistencia domiciliar de pacientes con larga estancia, su estructura está diseñada en materiales resistentes.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|--------------------------------------|
| *Sistema de bloqueo en las ruedas.
*Carril lateral plegable. | *Espacio para colocación de atriles. |
|---|--------------------------------------|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Accionamiento:	Manual
Numero de secciones:	3
Movimiento espaldar (°) :	0 – 75
Movimiento rodilla (°) :	0 – 35
Ajuste de altura (mm):	435 – 745
Carga segura de trabajo (Kg):	250
Peso neto (kg):	150
Tamaño (mm):	Largo 2245 x Ancho 1000

ACCESORIOS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Colchoneta. • Soporte bolsa de drenaje. | <ul style="list-style-type: none"> • Soporte cilindro de oxígeno |
|--|---|

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda.
División Hospitalaria
Email: coor.biomedica@medytech.com

Tel. (1) 890 34 35
Extension 105
Calle 39A No. 28A - 08