

CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO AERTI - SERIES AE



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Es un dispositivo que opera de forma electrónica tomando aire del medio ambiente, lo purifica y convierte en oxígeno altamente concentrado, listo para ser usado por el paciente. Indicado para personas que necesitan terapia de oxígeno de bajo flujo.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| *Liviano, pequeño y silencioso | *Función de SpO ₂ (opcional) |
| *Sistema de 4 ruedas facilitar su movilidad | *Flujo dual (opcional) |
| *Sistema de nebulización al paciente (opcional) | *Trabajo continuo 24/7 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	AE-3	AE-5	AE-8	AE-8-S
Flujo de oxígeno (L/min):	1 – 3	1 – 5	1 – 8	1 – 10
Concentración de oxígeno:	90 – 96 %			
Potencia consumida (W):	390	390	450	610
Nivel de ruido (dB):	≤ 36	≤ 36	≤ 50	≤ 50
Presión estándar (Kpa):	40 – 80			
Peso (Kg)	21	21,5	24	24
Dimensiones (cm):	37,2X34X61,2			

ACCESORIOS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Manual de usuario • Filtro de polvo (2 unidades) • Filtro de alta eficiencia | <ul style="list-style-type: none"> • Botella de humidificador • Cánula nasal (2 unidades) • Cable de poder |
|--|---|

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda. División Hospitalaria Email: coor.biomedica@medytech.com Centro empresarial Ciem oikos Occidente, Bodega I 142, Cota Cundinamarca.	Tel. (1) 890 34 35 Extension 105
---	-------------------------------------