

CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO AERTI – SERIES AR



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Es un dispositivo que opera de forma electrónica tomando aire del medio ambiente, lo purifica y convierte en oxígeno altamente concentrado, listo para ser usado por el paciente. Indicado para personas que necesitan terapia de oxígeno de bajo flujo.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| *Compresor Thomas (opcional) | *Función de nebulización (opcional) |
| *Sensor de SpO2 (opcional) | *4 ruedas para fácil transporte |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	AR-3	AR-5
Flujo de oxígeno (L/min):	1 – 3	1 – 5
Concentración de oxígeno:	93 ± 3%	
Potencia consumida (W):	390	
Nivel de ruido (dB):	≤ 45	
Presión estándar (Kpa):	40 – 80	
Peso (Kg)	13,9	
Dimensiones (cm):	31,4X30X63,9	

ACCESORIOS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Manual de usuario • Filtro de entrada de algodón • Filtro de alta eficiencia | <ul style="list-style-type: none"> • 2 cánulas nasales • Fusible • Botella humidificador |
|--|---|

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda. División Hospitalaria Email: coor.biomedica@medytech.com Centro empresarial Ciem oikos Occidente, Bodega I 142, Cota Cundinamarca.	Tel. (1) 890 34 35 Extension 105
---	-------------------------------------