

DISPOSITIVO DE PRESIÓN DE AUTOAJUSTE CPAP/ AUTOCPAP YH- 550



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Dispositivo médico con dos modos de terapia respiratoria (CPAP - AUTOCPAP), diseñado para pacientes con patologías relacionadas con apnea del sueño, es un dispositivo versátil de fácil configuración, rango de presión de 4 a 20 CmH₂O, silencioso, fácil de transportar, sistema de humidificación eficiente, cuenta con sistema de alertas que permite el mejor desempeño del equipo, alivio de presión, se ajusta a las necesidades del paciente, sistema de lectura de datos remoto y supervisión en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Equipo Liviano • Silencioso • Fácil de operar • Motor de alto rendimiento | <ul style="list-style-type: none"> • Vida útil de aproximadamente 20.000 horas • Visualización de la información de terapia • Tanque de humidificación con cerradura • Precisión en el monitoreo de presión |
|--|---|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	YH-550
Rango de entrada AC:	100 a 240 AC
Rango de presión (cmH ₂ O):	4 – 20 cmH ₂ O
Flujo máximo:	130 l/min
Niveles de humidificación:	0 a 6
Función rampa:	0 a 45 minutos ajustable en intervalos de 5
Sistema de Alivio de presión (FPS):	0 – 3
Alerta de fuga:	Si
Compensación de fugas:	Si
Nivel de ruido:	28 dB +/- 2 dB
Almacenamiento de datos:	Tarjeta de datos, lectura remota, supervisión de la terapia en tiempo real.
Auto ON/ OFF:	Si
Ajuste de altitud:	Si
Peso (kg):	1,5 kg

Dimensiones:	41,5 cm x 30 cm x16 cm
Condiciones ambientales:	Presión atmosférica: 700 hPa 1060 hPa Altitud hasta 3000m Temperatura: 5 y 35 °C
ACCESORIOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Humidificador • Maleta de transporte • Cable 220 V • Circuito para terapia 	<ul style="list-style-type: none"> • Máscara (opcional) • SD Card • Filtro • Manual de Usuario
CONTACTO	
<p>Medytech Internacional Ltda. División Hospitalaria Email: coor.biomedica@medytech.com Centro empresarial Ciem oikos Occidente, Bodega I 142, Cota Cundinamarca.</p>	<p>Tel. (601) 890 34 35 Extension 105</p>