



MASCARA PILLOW YUWELL YP-01



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de Tratamiento:	4 cm H ₂ O a 20 cm H ₂ O
Información del espacio muerto:	Varía en función del tamaño del acolchado < 16 ml
Resistencia:	Caída en presión media: En 50 l/min ≤ 1 cmH ₂ O En 100 l/min ≤ 3,5 cmH ₂ O
Temperatura de funcionamiento:	5° C a 40° C
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90% de humedad relativa sin condensación
Temperatura de Almacenamiento y Transporte:	-20° C a +60° C
Humedad de almacenamiento y transporte:	10% ~ 90% de humedad relativa sin condensación
Nivel de Ruido:	30 dBA
Materiales en contacto con el paciente:	Silicona

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda.
División Hospitalaria
Email: coor.biomedica@medytech.com

Tel. (1) 890 34 35
Extension 105