

**MASCARA FACIAL
YUWELL YF-01**



Orificio para ventilación silenciosa



Conector rápido de fácil uso y ajuste



Cojín adaptable en silicona

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de Tratamiento:	4 cm H2O a 30 cm H2O
Temperatura de Trabajo:	5° C a +40° C
Temperatura de Almacenamiento y Transporte:	-20° C a +60° C
Resistencia de flujo:	0.5 cm H2O a 50 l/min; 1.5 cm H2O a 100 l/min
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90% de humedad relativa sin condensación
Nivel de Ruido:	30 dBA
Materiales en contacto con el paciente:	Silicona
Presentación en Tallas	S, M, L

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda.
División Hospitalaria
Email: coor.biomedica@medytech.com

Tel. (1) 890 34 35
Extension 105