

**MASCARA NASAL  
YUWELL YN-02**



Orificio para ventilación silenciosa



Conector rápido de fácil uso y ajuste



Cojín adaptable en silicona

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Presión de Tratamiento:	4 cm H2O a 30 cm H2O
Temperatura de Trabajo:	5° C a +40° C
Temperatura de Almacenamiento y Transporte:	-20° C a +60° C
Resistencia de flujo:	0.5 cm H2O a 50 l/min; 1.5 cm H2O a 100 l/min
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90% de humedad relativa sin condensación
Nivel de Ruido:	30 dBA
Materiales en contacto con el paciente:	Silicona
Presentación en Tallas	S, M, L

**CONTACTO**

Medytech Internacional Ltda.  
División Hospitalaria  
Email: [coor.biomedica@medytech.com](mailto:coor.biomedica@medytech.com)

Tel. (1) 890 34 35  
Extension 105