



Camilla Hospitalaria 5 movimientos SKB-040(B)



Marca	Saikang
Modelo	SKB-040(B)
Carga segura de trabajo	250 Kg
Dimensiones	210X85X(63 – 93) cm
Movimiento espaldar	0 – 75°
Movimiento piecero	0 – 45°
Trendelemburg reverso	0 – 15°
Trendelemburg	0 – 15°
Sistema de frenado	Freno central, ruedas de 8"
Atril porta suero	1 set
Rueda direccional	1 rueda
Adicional	Incluido colchón