



Concentrador de oxígeno portátil GCE: ZEN-O



Marca	GCE
Modelo	ZEN-O
Sensibilidad	-0,12 cmH2O
Concentración de O2	87% - 96%
Flujo	Pulsos: 1 – 6 Litros Continuo: 0,5 – 2 Litros
Nivel de ruido	≤38dB
Duración batería: capacidad para 2 baterías de 12 celdas	Aprox. 4 horas con 1 batería u 8 horas con 2 baterías a 18 respiraciones por minuto
Dimensiones	21,2X16,8X31,3 cm
Peso	4,66 Kg