



## DreamStar Auto CPAP



<b>Marca</b>	SEFAM
<b>Modelo</b>	DreamStar Auto
<b>Modo</b>	CPAP, Auto-CPAP
<b>Rango de presión</b>	4 – 20 cmH2O
<b>Flujo máximo</b>	180 lpm a 20 cmH2O
<b>Tiempo de rampa</b>	0 – 45 min
<b>Nivel sonoro</b>	26 dB
<b>Dimensiones</b>	23X20X12 cm
<b>Peso</b>	1,5 Kg (con humidificador)