




## Máquina de anestesia AM852



AGSS




Sistema de Monitor multigas



Batería de alta duración



Interfaz de usuario intuitiva



SpO<sub>2</sub>

<b>Marca:</b>	Eternity
<b>Modelo:</b>	AM852
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modos ventilatorios	Parámetros monitorizados
VCV	Presión: PAW, P <sub>mean</sub> , P <sub>plat</sub> , P <sub>peak</sub>
PCV	Volumen: V <sub>t</sub> , V <sub>M</sub>
PSV	Flujo
SIMV	Concentración de gases
Standby	Frecuencia respiratoria
Manual	SpO <sub>2</sub>
	FIO <sub>2</sub>
	Complacencia
	Gráficos: P – T, F – T, V – T, P – V, F – V