

CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO YUWELL 8F-5AW



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Es un dispositivo que opera de forma electrónica tomando aire del medio ambiente, lo purifica y convierte en oxígeno altamente concentrado, listo para ser usado por el paciente. Indicado para personas que necesitan terapia de oxígeno de bajo flujo.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> *Liviano, pequeño y silencioso. *Sistema de 4 ruedas para facilitar su movilidad. *Sistema de nebulización al paciente. *Trabajo continuo 24/7. | <ul style="list-style-type: none"> *Dispone de control remoto para funciones como apagado y encendido, y una programación de tiempo de hasta 2 horas para apagado automático. *Silencioso y fácil de transportar. |
|--|---|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de Oxígeno (Litros/min):	0,5 a 5
Concentración de Oxígeno (%):	93 ± 3 en todos los flujos.
Presión de Salida (Kpa):	40 – 70
Nivel de Ruido (dB):	≤ 52
Alimentación de Corriente:	AC 120V ± 10%
Alarmas:	Funcionamiento compresor, Presión baja y Presión alta, Concentración de Oxígeno.
Pantalla:	LCD
Peso (Kg):	15,5
Tamaño (cm):	Alto 50 x Largo 39 x Ancho 24,5
Sistema de Nebulización:	Si

ACCESORIOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cánula nasal de oxígeno • Manual de usuario | <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de aire • Control Remoto |
|--|--|

CONTACTO

Medytech Internacional Ltda.
División Hospitalaria
Email: coor.biomedica@medytech.com

Tel. (1) 890 34 35
Extension 105
Calle 39A No. 28A - 08